

Description générale		Oxymètre de pouls et pouls portable digital modèle standard affichage 2 couleurs. MD300C22
Classification		Classe IIa Annexe IX point 10.
Pièces jointes	Oui	Photo, mode d'emploi
Référence série	Oui	Voir sur étiquette sur le produit « SN »
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un chiffon sec ou légèrement humidifié avec du savon. Lors du nettoyage, il faut veiller à ce que le liquide ne pénètre en aucun cas dans l'appareil et les capteurs.
Substance impropre		Produit attaquant l'ABS (Acrylonitrile butadiène styrène)
Pièces constitutives	Oui	2 Piles (alcaline AAA (LR03), une bandoulière.
Matières		En ABS sans plomb
Contient du Latex	Non	
Rohrs	Non pour les DM	
Standard fabrication		Suivant les normes ISO applicable.
Étiquetage	Oui	Nom, référence, CE0123, COMED,
Emballage	Oui	Dans une boîte en carton
Stockage particulier	Oui	Dans un lieu où la température ambiante est comprise entre -10 et 40°C, à une humidité relative comprise entre 10% et 80%. Dans un endroit sec et propre à l'abri du soleil.
Marquage sur le DM	Oui	N° de série, CE0123, Date fabrication, modèle MD300C22
Références		23 200 10
Désignation		Oxymètre de pouls
Dimensions Lo x La x H (mm)		58 x 32 x 34
Résistance température (C°)		-10 à 40°C
Poids net(g)		50
Couleurs		Blanc et noir
Type d'affichage		Écran LED avec pivotage et agrandissement
SpO2	Plage de mesure	70-99%
	Précision	+/- 2% entre 80 et 99% ; +/- 2% entre 70 et 80%
Fréquence du pouls	Plage de mesure	30-235 BPM
	Précision	+/- 2 BPM ou +/- 2% (plus grand)
	Intensité du pouls	Indicateur du graphique en barre
Puissance requise		2 piles alcaline AAA 1.5V (LR03)
Consommation électrique		Moins de 40 mA
Utilisation	Dispositif permettant de mesurer la saturation pulsée en oxygène de l'hémoglobine (SpO ₂) du sang artériel du patient. Avec indicateur bargraphe du pouls. Dans le domaine de l'exploration fonctionnelle, pneumologie, réanimation, anesthésie et néonatalogie.	
Mode d'emploi	Appuyez sur la pince, Placez un doigt dans l'ouverture. Appuyez une fois sur l'interrupteur, situé sur le panneau avant. Lisez les données correspondantes sur l'écran d'affichage. En appuyant plusieurs fois sur le bouton pendant le fonctionnement vous pouvez pivoter l'affichage ou l'agrandir par la première pression. Voir mode d'emploi fourni avec l'appareil.	
Précaution d'emploi	Le doigt ne doit pas trembler lorsque l'oxymètre fonctionne, attention dans le cas d'un vernis à ongle, les données peuvent être erronées.	
Recyclage/Récupération	Non	
DEEE/REACH	Oui/NC	
PVC/ PHTALATES	Non/ Non	
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	